NUANCIER PIGMENTS NANO ECURI BOUCHE

Cette gamme de pigments se caractérise par sa composition : à l'intérieur de chaque flacon est présent un agent fixant qui va « figer et cristalliser » le pigment implanté.

Cette gamme est parfaite pour réaliser les bouches 3D et Full Lips.

Près de 90% de la couleur est restituée après la cicatrisation et il y a très peu de saignements grâce à l'agent fixant.





CINNAMON



Magnifique pigment vieux rose.

Pigment à tendance chaude

SWEET CINABRO



Vieux rose réchauffé.

Pigment à tendance chaude